



Servisto

#### Информация об упаковке

Надёжная картонная упаковка с плёнкой и пенопластом. Количество мест: 1 шт. 850x560x900 мм. Вес с упаковкой: 22 кг. Приходит в сборе.

## Сервировочный столик-тележка Servisto

26 065 грн

- Атмосферный предмет столовой делает особые моменты еще более памятными: выходной завтрак, пятничные коктейли или романтический ужин при свечах.
- По запросу возможно изготовление съемного подноса с откидными ножками, а также нанесение фирменного наименования.
- Разработан и изготовлен в Украине, с любовью!

Servisto — это современный сервировочный столик на колесиках, вдохновленный винтажной мебелью mid-century. Лаконичный дизайн с плавными изогнутыми линиями переносит нас на официальные ужины а-ля фуршет и вечеринки с коктейлями 1950-х годов. Он выступает в роли обслуживающего персонала для приема гостей и подачи закусок в помощь хозяевам. Это отразилось на названии: Servisto с исперанто — "слуга".

Двухъярусная тележка-бар имеет две пары колес и удобную ручку, которые делают её мобильной, помогая в безопасной транспортировке. Она оснащена деревянными полками-ложементами, расположенными на изогнутом каркасе. Верхняя полка идеально подходит для сервировки блюд и приготовления напитков, а нижняя — для хранения посуды и столовых приборов, с отдельной нишей для бутылок. Также полки имеют изящный металлический борт, для защиты от падений. Servisto подходит для приема гостей дома, а также для сферы гостеприимства. По запросу возможно изготовление съемного подноса для завтраков с откидными ножками, а также нанесение фирменного наименования.

Дизайнер: Сергей Львов  
Год создания: 2022

Высота: 845 мм  
Глубина: 795 мм  
Ширина: 520 мм

#### Материалы и инструкции

Каркас: стальная труба 16 мм, стальной лист, порошковая покраска, колесики. Полки: шпонирующая плита МДФ 10 мм. Покрытие: масло с твёрдым воском OSMO (Германия); полиуретановая эмаль для дерева KEMICHAL (Италия). Поверхность: шелковисто-матовая. Уход: любую пролитую жидкость нужно сразу промокнуть салфетками. Затем удалить мыльным раствором и вытереть насухо впитывающей тканью.

